

## Bộ túi một mảnh

### Bộ đồ đựng



Túi đựng, túi thải bỏ, khăn giấy và/hoặc vải để vệ sinh và nước. Tùy chọn: kéo, bút, hướng dẫn đo, phụ kiện.

### Tháo bộ túi đã sử dụng



Cẩn thận nhấc một mép của keo dính và lột theo chiều hướng xuống, nhấn nhẹ da tách khỏi màng bảo vệ. Thải bỏ đúng cách túi đã qua sử dụng. Không được vứt túi vào bồn cầu.

### Da sạch sẽ và khô ráo



Vệ sinh da bằng nước hoặc xà phòng dịu nhẹ theo khuyến cáo của chuyên gia chăm sóc sức khỏe của quý vị. Rửa sạch và lau khô kỹ. Không sử dụng dầu, bột, kem dưỡng da hoặc xà phòng loại dưỡng trên da.

### Kiểm tra tình trạng da



Kiểm tra để đảm bảo vùng da xung quanh lỗ thông (thành bụng) lành lặn mà không bị kích ứng, phát ban hoặc mẩn đỏ.\*

\*Liên hệ với điều dưỡng WOC/NSWOC của quý vị nếu quý vị nhận thấy da bị kích ứng, phát ban hoặc mẩn đỏ

### Chuẩn bị màng bảo vệ da và túi



Đo lỗ thông sử dụng hướng dẫn đo lỗ thông trước khi dán mọi màng bảo vệ (nếu dùng lỗ màng bảo vệ định sẵn kích cỡ, hãy chuyển sang bước 7).



Kê theo kích thước phần lỗ của màng bảo vệ được xác định trên màng bảo vệ da. Màng bảo vệ da phải vừa khít với nơi da và lỗ thông gặp nhau. Xác minh rằng không có phần da nào ở giữa màng bảo vệ da và lỗ thông để giúp tránh rò rỉ và kích ứng da.



Sử dụng chiếc kéo cong nhỏ, cẩn thận cắt một lỗ trên màng bảo vệ da cho khớp với mẫu. Không cắt quá vạch trên lớp lót chống dính. Không làm thủng túi.



Tháo lớp lót chống dính khỏi màng bảo vệ da.

### Thêm kem chống xỉ hoặc vòng nếu cần




Nếu thích hợp, hãy áp vòng bảo vệ hoặc bôi lớp kem chống xỉ mỏng xung quanh lỗ hở theo hướng dẫn sử dụng.


### Gắn bộ túi mới




Đặt phần lỗ của màng bảo vệ ở chính giữa trên lỗ thông.




Ấn nhẹ vào màng bảo vệ da trong khoảng một phút để màng bám dính chắc chắn nhất.



Đối với màng bảo vệ có viên băng dính, hãy tháo lớp giấy lót ở cả hai mặt và ăn nhẹ keo dính vào da.



Đóng đáy túi. Nếu sử dụng túi dẫn lưu, hãy đóng khóa **Lock 'n Roll** microseal ở phần dưới cùng của túi hoặc dùng kẹp túi. Tham khảo *Mẹo chăm sóc khóa Lock 'n Roll Microseal* để biết thêm thông tin về cách sử dụng hệ thống khóa này.



Nếu sử dụng túi nước tiểu nhân tạo, hãy đảm bảo rằng van dẫn lưu đã được đóng lại. Giọt nước trên van dẫn lưu phải hướng về phía thân của túi.

Nếu muốn, hãy sử dụng nắp được cung cấp trong hộp.

