



## Bộ túi hai mảnh

### Bộ đồ đựng



Túi đựng, màng bảo vệ da, túi thải bỏ, khăn giấy và/hoặc vải để vệ sinh và nước. Tùy chọn: kéo, bút, hướng dẫn đo và/hoặc phụ kiện.

### Tháo bộ túi đã sử dụng



Cẩn thận nhấc một mép của keo dính và lột theo chiều hướng xuống, nhấn nhẹ da tách khỏi màng bảo vệ. Thải bỏ đúng cách túi và màng bảo vệ đã qua sử dụng. Không được vứt túi vào bồn cầu.

### Da sạch sẽ và khô ráo



Vệ sinh da bằng nước hoặc xà phòng dịu nhẹ theo khuyến cáo của chuyên gia chăm sóc sức khỏe của quý vị. Rửa sạch và lau khô kỹ. Không sử dụng dầu, bột, kem dưỡng da hoặc xà phòng loại dưỡng trên da.

### Kiểm tra tình trạng da



Kiểm tra để đảm bảo vùng da xung quanh lỗ thông (thành bụng) lành lặn mà không bị kích ứng, phát ban hoặc mẩn đỏ.\*

\*Liên hệ với điều dưỡng WOC/NSWOC của quý vị nếu quý vị nhận thấy da bị kích ứng, phát ban hoặc mẩn đỏ

### Chuẩn bị màng bảo vệ da và túi



Đo lỗ thông sử dụng hướng dẫn đo lỗ thông trước khi dán mọi màng bảo vệ (nếu dùng lỗ màng bảo vệ định sẵn kích cỡ, hãy chuyển sang bước 7).



Kê theo kích thước phần lỗ của màng bảo vệ được xác định trên màng bảo vệ da. Màng bảo vệ da phải vừa khít với nơi da và lỗ thông gặp nhau. Xác minh rằng không có phần da nào ở giữa màng bảo vệ da và lỗ thông để giúp tránh rò rỉ và kích ứng da.



Sử dụng chiếc kéo cong nhỏ, cẩn thận cắt một lỗ trên màng bảo vệ da cho khớp với mẫu. Không cắt quá vạch trên lớp lót chống dính.



Tháo lớp lót chống dính khỏi màng bảo vệ da.

### Thêm kem chống xỉ hoặc vòng nếu cần



Nếu thích hợp, hãy áp vòng bảo vệ hoặc bôi lớp kem chống xỉ mỏng xung quanh lỗ hở theo hướng dẫn sử dụng.


### Lắp bộ túi mới



Đặt phần lỗ của màng bảo vệ da trên lỗ thông theo hình kim cương. Đối với màng bảo vệ có viền băng dính, hãy tháo lớp giấy lót ở cả hai mặt và ấn keo dính vào da.




Ấn nhẹ vào màng bảo vệ da trong khoảng một phút để màng bám dính chắc chắn nhất.




Gắn túi vào màng bảo vệ da bằng cách gắn các mép dưới của vòng gắn túi và vòng gắn màng bảo vệ da.

Nhấn hai vòng gắn lại với nhau. Một loạt tiếng "click" sẽ xác nhận quý vị đang thao tác đúng. Không còn tiếng "click" có nghĩa là túi đã được lắp chặt.



Đóng đáy túi. Nếu sử dụng túi dẫn lưu, hãy đóng khóa **Lock 'n Roll** microseal ở phần dưới cùng của túi hoặc dùng kẹp túi. Tham khảo *Mẹo chăm sóc khóa Lock 'n Roll Microseal* để biết thêm thông tin về cách sử dụng hệ thống khóa này.



Nếu sử dụng túi nước tiểu nhân tạo, hãy đảm bảo rằng van dẫn lưu đã được đóng lại. Giọt nước trên van dẫn lưu phải hướng về phía thân của túi.

Nếu muốn, hãy sử dụng nắp được cung cấp trong hộp.

## Bộ túi hai mảnh

MẸO	DANH SÁCH SẢN PHẨM	SỐ HÀNG TỒN KHO
<ul style="list-style-type: none"><li>• Da xung quanh lỗ thông của quý vị không được có bất kỳ dấu hiệu phát ban hoặc vết loét nào</li><li>• Da bị kích ứng nên được chuyên gia chăm sóc sức khỏe đánh giá</li><li>• Nếu sử dụng vòng bảo vệ hoặc kem chống xỉ, hãy áp vào mặt dính của màng bảo vệ da bên cạnh lỗ thông theo chỉ dẫn</li><li>• Lỗ thông của quý vị có thể sẽ sưng lên sau khi phẫu thuật. Có thể mất vài tuần hoặc vài tháng để lỗ thông thu nhỏ về kích cỡ vĩnh viễn</li><li>• Khi đi vệ sinh, lỗ thông có thể chảy máu nhẹ</li><li>• Không nên sử dụng khăn lau bảo vệ da dưới màng bảo vệ da đeo lâu vì có thể làm giảm thời gian đeo</li></ul>	<b>Bộ túi hai mảnh</b>	
	Màng bảo vệ da	_____
	Túi	_____
	<b>Phụ kiện</b>	
	Vòng bảo vệ	_____
	Dây đai hậu môn nhân tạo	_____
	Kem chống xỉ	_____
Dầu bôi trơn khử mùi	_____	
Bột hút ẩm chống loét lỗ thông	_____	
Khác _____	_____	

## Hướng dẫn bổ sung

---

---

---

---

---

---

---

---

Da phải sạch và khô trước khi dán màng bảo vệ da.

Trước khi sử dụng, hãy nhớ đọc Hướng dẫn sử dụng để biết thông tin về Mục đích sử dụng, Chống chỉ định, Cảnh báo, Biện pháp phòng ngừa và Hướng dẫn.

Logo Hollister, Lock 'n Roll và "Healthy skin. Positive outcomes." là các thương hiệu của Hollister Incorporated.

© 2022 Hollister Incorporated. 923081-1118 ANZ Vietnamese-2P

**Hollister Australia**  
PO Box 375,  
Box Hill, VIC 3128  
[www.hollister.com.au](http://www.hollister.com.au)

**Customer Care**  
**1800 880 851**  
[priority@hollister.com.au](mailto:priority@hollister.com.au)

**Hollister New Zealand**  
PO Box 107097,  
Auckland Airport, Auckland 2150  
[www.hollister.co.nz](http://www.hollister.co.nz)

**Customer Care**  
**0800 678 669**  
[NZCustomerService@libmed.co.nz](mailto:NZCustomerService@libmed.co.nz)